


スロープ 安全、安心、ラクラクを手軽に取り付けることができます。



すべりやすい靴下をはいて歩いても
上り下りとも安全で安心です。



溝付き、
ダイヤカット

すべり止め効果が高い、ゴム製段差解消スロープ。

シンエイテクノ

ダイヤスロープ

DS-76-15、DS-76-20

月額レンタル料金 500円

ご利用者負担額

50円

DS-76-25、DS-76-30
DS-76-35、DS-76-40

月額レンタル料金 1,000円

ご利用者負担額

100円

DS-76-45、DS-76-50
DS-76-55

月額レンタル料金 1,500円

ご利用者負担額

150円

DS-76-60

月額レンタル料金 2,000円


ご利用者負担額

200円

タイプ	奥行(cm)	幅(cm)	高さ(cm)	勾配(度)	重量(kg)
DS-76-15	5.5	76	1.5	14	0.4
DS-76-20	7.5		2		0.7
DS-76-25	9.5		2.5		1.0
DS-76-30	11.5		3		1.3
DS-76-35	13.5		3.5		1.6

タイプ	奥行(cm)	幅(cm)	高さ(cm)	勾配(度)	重量(kg)
DS-76-40	15.5	76	4	14	1.9
DS-76-45	17.5		4.5		2.4
DS-76-50	20		5		2.9
DS-76-55			5.5	15.5	3.4
DS-76-60			6	17	3.6

幅70cmで今まで入らなかった間口に対応!



ケアメディックス

ケアスロープ

●幅70cmの2折り、2.5cm高の脱輪防止エッジを採用。●アルミエッジを採用し軽量で丈夫な安全設計。

CS-65 CSF

月額レンタル料金 5,000円

ご利用者負担額

500円

CS-100、CS-120、
CS-150、CS-175 LUN

月額レンタル料金 7,500円

ご利用者負担額

750円

CS-200 LUN

月額レンタル料金 8,000円

ご利用者負担額

800円

タイプ	長さ(cm)	幅(cm)	最大段差(cm)	重量(kg)
CS-65	65	70	15	3
CS-100	100	70	24	5
CS-120	120	70	30	6
CS-150	150	70	37	8
CS-175	175	70	44	9
CS-200	200	70	50	10

軽くて丈夫な一枚板タイプの携帯スロープ。



ダンロップホームプロダクツ

ダンスロープライト

●落下防止のエッジが付いた安心設計。

N-85B

月額レンタル料金 4,000円

ご利用者負担額

400円

R-205E

月額レンタル料金 7,000円

ご利用者負担額

700円

R-125E、R-165E

月額レンタル料金 6,000円

ご利用者負担額

600円

R-255E TWI

月額レンタル料金 9,000円

ご利用者負担額

900円

ダンスロープ
ライトスリム
R-285SL CSF

月額レンタル料金 17,500円

ご利用者負担額

1,750円

タイプ	長さ(cm)	幅(cm)	最大段差(cm)	重量(kg)
N-85B	85	78.5	20	約4
R-125E	125		30	約6
R-165E	165		40	約8
R-205E	205		50	約10
R-255E	255	74.5	60	約14
R-285SL	285		70	約13

歩行器

手すり

車いす

スロープ

特殊寝台

床ずれ予防

体位変換器

リフト

徘徊センサー

自動排泄
処理装置

介護保険
対象外

歩行器

手すり

車いす

スロープ

特殊舞台

床ずれ予防

体位変換器

リフト

徘徊センサー

自動排泄処理装置

介護保険対象外

コンパクトで軽く、折たたんで持ち運びが容易なスロープ。




ケアメディックス
デクバック

- 表面は滑り止め加工、裏面はズレ止めのゴム材使用で安心です。
- 材質：強化プラスチック積層体 最大荷重：300kg

パーソナル	シニア1200、1350	シニア1650、1850	シニア2000
月額レンタル料金 4,000円	月額レンタル料金 6,000円	月額レンタル料金 7,000円	月額レンタル料金 8,000円
ご利用者負担額 400円	ご利用者負担額 600円	ご利用者負担額 700円	ご利用者負担額 800円

タイプ	長さ	幅	最大段差	重量	タイプ	長さ	幅	最大段差	重量
パーソナル	70cm	73.5cm	17cm	4kg	シニア1650	165cm	74cm	41cm	10kg
シニア1200	120cm	74cm	30cm	7kg	シニア1850	185cm	74cm	47cm	11kg
シニア1350	135cm	74cm	34cm	8kg	シニア2000	200cm	74cm	50cm	12kg

部屋から屋外へ、
軽くて強いアルミ合金製レールタイプのスロープ。



ランダルコーポレーション
ハンディースロープ

- 内寸18cmのスロープ面、高さ4cmのガードレール付。●材質：アルミ合金製タイプ


月額レンタル料金 4,000円
ご利用者負担額
400円

タイプ	長さ	幅	最大段差	重量	タイプ	長さ	幅	最大段差	重量
AH-120B	120cm	18cm	18cm	3.8kg	AH-210B	210cm	18cm	42cm	6.1kg
AH-140B	140cm	26cm	26cm	4.3kg	AH-240B	240cm	18cm	43cm	6.8kg
AH-185B	185cm	35cm	35cm	5.4kg					

スロープ危険度目安表

段差の高さ	スロープの長さ							
	65~95cm	95~115cm	115~130cm	130~145cm	145~170cm	170~190cm	190~225cm	225~260cm
58~72cm								
44~58cm								
35~44cm								
27~35cm								
21~27cm								
16~21cm								
12~16cm								
9~12cm								
7~9cm								
5~7cm								
4~5cm								
3~4cm								
1~3cm								
ケアスロープ	CS-65	CS-100	CS-120	CS-150		CS-175	CS-200	
ダンスロープライト	N-85B		R-125E		R-165E		R-205E	R-255E
デクバック	パーソナル		シニア1200	シニア1350	シニア1650	シニア1850	シニア2000	
ハンディースロープ			AH-120B	AH-140B		AH-185B	AH-210B	AH-240B

【車いすで走行しやすいスロープの傾斜角度】



- 16~20度**：後方に転倒する可能性があります。条件付きで成人男性が押せる角度。
- 12~17度**：困難ながら成人男性なら押せる角度。電動車いすでも一人での走行は避けてください。
- 8~13度**：成人女性、または男性が一人で押せる角度。
- 5~9度**：普通の高齢女性が一人で押せる角度。
- 5度以下**：自走もでき、楽に押せる理想の角度。

※理想的には5度以下または8~13度（10度以下）の角度が望ましいのですが、段差、スペース等の都合で16度以上でご使用の場合は設置及び走行に十分ご注意ください。